

PIENI RATKAISU VÄLITTÖMIIN TULOKSIIN

Navina™ Mini voi helpottaa suolisto-ongelmiasi.
Intuitiivinen ratkaisu epätäydelliseen tyhjenemisen ja/tai
tahrimisen helpottamiseksi.

Navina™ Mini

NAVINA MINI VOI VAPAUTTAA SINUT

Suolisto-ongelmilla voi olla merkittävä vaikutus terveyteen ja elämänlaatuun ja ne voivat aiheuttaa ahdistusta ja hämmennystä, mikä voi johtaa sosiaalisten tilanteiden välttämiseen vahinkojen pelossa.

Nämä ongelmat ovat yleisempiä kuin luulisi mutta valitettavasti niistä ei puhuta yleisesti. Onneksi on olemassa tuotteita, jotka voivat auttaa.

Yksi niistä on Navina Mini - helppokäyttöinen ratkaisu, joka voi auttaa oireisiin:

- ✓ Epätäydellisen tyhjenemisen tunne
- ✓ Tahrminen

PIENI RATKAISU VÄLITTÖMIIN TULOKSIIN

Navina Mini on huomaamaton ja intuitiivinen matalan volyymin huuhtelulaite, joka voi auttaa oireisiin, kuten epätäydellinen tyhjeneminen tai tahrminen. Se puhdistaa peräsuolen alaosan hellävaraisen vesihuuhdelun avulla, mikä tarjoaa välitöntä helpotusta ja ehkäisee ulosteen karkailua.



NEROKAS SUUNNITTELU TEKEE SIITÄ HELPPOA

Muotoiltu käteen sopivaksi
ergonomista käyttöä varten.

Puristusystävällinen vesisäiliö,
johon mahtuu 185 ml vettä.

Pyöristetty kartiokärki
mukavaa asettamista varten.

Hygieeninen
ja helppokäyttöinen.

Jatkoletku,
jonka voi kiinnittää helpotta-
maan ylttämistä.

Kestävä suunnittelu

Vesisäiliötä ja valinnaista
jatkoletkua voi käyttää jopa
60 kertaa.

Rektaalikartio on kertakäyt-
töinen.


Navina Mini on 100% free
PVC- ja ftalaatti-vapaa.

KÄYTTÖOHJEET




1

Istu tai seiso wc-istuimen päällä.
Aseta kartio peräsuoleen.



2

Huuhtelee hellävaraisesti
puristamalla vesisäiliötä.



3

Voit halutessasi käyttää
jatkoletkua.



Saat täydelliset ohjeet
skannaamalla koodin
älypuhelimellasi.

Navina Bowel Care. Täydellinen valikoima suolenhallintatuotteita.

Tiedämme, että samanlainen suolenhallintaratkaisu ei sovi kaikille ja siksi olemme
ylpeitä voidessamme tarjota monipuolisia ratkaisuja kunkin yksilön tarpeisiin, kaikki
yhdessä tuotemerkin alla, joka takaa sinulle saman laadun, helppokäyttöisyyden ja jous-
tavuuden tuotevalinnasta riippumatta.

Voit tutustua koko suolenhallintatuotevalikoimaamme
verkkosivuillamme skannaamalla QR-koodin:



Käyttötarkoitus

Navina Mini on tarkoitettu suolihuuhteluun, jossa pieni määrä vettä johdetaan kertakäyttöisen rektaalikartion avulla peräsuoleen.

Käyttöaiheet

Navina Mini on tarkoitettu ulosteinkontinenssista ja/tai epätäydellisestä tyhjenemisestä kärsiviä aikuisia, nuoria ja yli 3-vuotiaita lapsia.

Vasta-aiheet

- Peräaukon tai paksu- ja peräsuolen ahtauma
- Aktiivinen tulehduksellinen suolistotauti
- Akuutti divertikuliitti ja divertikkelin paise
- Paksu- ja peräsuolen syöpä
- Iskeeminen koliitti
- Aiempi peräaukon tai paksu- ja peräsuolen leikkaus alle 3kk sitten

Koska luettelo ei välttämättä ole tyhjentävä, terveydenhuollon ammattilaiset ottavat aina huomioon myös yksilölliset tekijät.



Valmistaja:
Wellspect HealthCare,
Aminogatan 1, P.O. Box 14,
SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00.
www.wellspect.com



Tuotenumero	Nimi	Tuoteseloste
6931000	Navina Mini aloitussetti	1 vesisäiliö, 5 rektaalikartiota, 1 jatkoletku
6930700	Navina Mini setti	1 vesisäiliö, 30 rektaalikartiota
6930800	Navina Mini setti jatkoletkulla	1 vesisäiliö, 30 rektaalikartiota, 1 jatkoletku
6930900	Navina Mini kartiosetti	30 rektaalikartiota

Me Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja rakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkiemme ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoisena tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestävällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta Wellspect.fi. Osallistu keskusteluun Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä.

Wellspect Oy, Miestentie 9 C, 02150 Espoo. Puh. 09 867 6160.

wellspect.fi

