

EN LITEN LØSNING MED UMIDDELBART RESULTAT

Navina™ Mini kan lette dine tarmproblemer.
En intuitiv løsning som kan hjelpe mot forstoppelse
og lekkasje.

Navina™ Mini

NAVINA MINI GIR DEG FRIHET

Tarmproblemer kan ha en betydelig innvirkning på helsen og livskvaliteten din, forårsake stress og forlegenhet som kan føre til at man unngår sosiale situasjoner på grunn av frykt for ulykker.

Disse problemene er vanligere enn du kanskje tror, men dessverre er det ikke vanlig å snakke om dem. Heldigvis finnes det produkter som kan hjelpe.

Et av dem er Navina Mini - en brukervennlig løsning som kan hjelpe deg med symptomene dine:

- ✓ Følelsen av å ikke få fullstendig tømt tarmen
- ✓ Lekkasjeprosblematikk

EN LITEN LØSNING SOM GIR UMIDDELBART RESULTAT

Navina Mini er et diskret og intuitivt lavvolum irrigasjonssystem som kan hjelpe mot symptomer som forstoppelse eller lekkasje. Ved å installere en liten mengde vann kan man skylle den nedre delen av tykktarmen og gi lettelse og forbygge lekkasje.



SMART DESIGN GJØR DET LETT

Laget for å passe i hånden
for ergonomisk bruk.

Myk ballong
som rommer 185 ml.

Avrundet tupp
for skånsom innføring.

Hygienisk
pratisk i bruk.

Forlengelsesslangen
for ekstra lengde ved behov.

Holdbart design

Vannbeholder og slange kan brukes opptil 60 ganger.

Rektal kone er til engangsbruk.


Navina Mini is 100% free from PVC and phthalates.




SLIK BRUKER DU



- 1 Sitt eller stå over toalettet, før rektalkonen inn i rektum.



- 2 Skyll forsiktig ved å klemme på vannbeholderen.



- 3 Du kan bruke forlengelsesslangen om du trenger det.



Få mer informasjon ved å skanne QR-koden med din telefon.

Navina Tarmpleie. Et komplett utvalg av produkter for tarmpleie.

Vi vet at tarmpleie ikke er det samme for alle, og derfor er vi stolte av å kunne tilby ulike løsninger for å dekke hver enkelt persons behov, alt under ett og samme varemerke som lover deg samme kvalitet, brukervennlighet og fleksibilitet uansett produktvalg.

For å se hele vårt utvalg av tarmpleieprodukter, besøk vår hjemmeside ved å skanne QR-koden:



Navina Mini

Beskrivelse

Navina Mini er beregnet for transanal irrigasjon ved å tilføre en mindre mengde vann i tykktarmens nedre del via en rektal kone.

Indikasjoner

Navina Mini er beregnet for voksne, unge og barn fra 3 år som lider av ufullstendig tarmtømming og/eller fekal inkontinens.

Kontraindikasjoner

- Kjent anal eller kolorektal innsnevring
- Aktiv inflammatorisk tarmsykdom
- Akutt divertikulitt
- Kolorektal cancer
- Iskemisk kolitt
- Har gjennomgått anal eller kolorektale inngrep siste tre måneder

Da listen muligens ikke er fullstendig, tar behandler også individuelle faktorer i betraktning.
Se bruksanvisningen før bruk.



Manufacturer:
Wellspect HealthCare,
Aminogatan 1, P.O. Box 14,
SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00.
www.wellspect.com



Referanse	Type	Spesifikasjon
6930800	Navina Mini Extension Set	1 vannbeholder, 30 rektalkoner, 1 forlengingsslange
6930900	Navina Mini Refill Set	30 rektalkoner

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi føler oss forpliktet til å hjelpe brukere til en bedre selvfølelse og mer selvstendighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 30 år med varemerkene LoFric® og Navina™. Vi produserer sikre og brukervennlige produkter for blære- og tarmbehandling med minst mulig miljøpåvirkning. Vårt mål er å bli klimanøytrale, og vi samarbeider tett med brukere og helsepersonell som hele tiden inspirerer oss til å forbedre våre produkter og tjenester på en bærekraftig måte, nå og i fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, please se Wellspect.no.
Besøk oss også på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

wellspect.no

